

Mascarilla higiénica reutilizable Territorial®, fabricada a mano con tres capas: tela hidrófuga antibacteriana homologada en la parte interior, tela de filtro intermedio y tela de color en la parte externa.

▪ **Composición:**

- Tela exterior: 70% poliéster y 30% algodón.
- Tela de filtro intermedio: 100% propileno.
- Tela hidrófuga antibacteriana homologada: 100% poliéster, con capacidad de filtrar bacteria (BFE) con pruebas certificadas según los estándares UNE. Puede conocer más información sobre el certificado del proveedor en www.territorialwood.com/certificado-tejido-mascarilla/




Territorial

Objeto de test	Método de test	Resultado
Eficacia en la filtración de aerosoles	UNE-EN ISO-05	>95%
Eficacia de filtración de partículas	UNE-EN ISO-05	>94%
Ajuste facial (ajuste a nariz y boca)	-	>93%
Transpirabilidad	AST1	<32 Pa/cm ²


▪ **Talla única para adulto unisex.**

▪ **Fabricación a mano**, conforme a la Especificación UNE 0065:2020 Mascarillas higiénicas reutilizables para adultos y niños. Requisitos de materiales, diseño, confección, marcado y uso de la Asociación Española de Normalización.

▪ **Lavable:** Se debe realizar un ciclo de lavado de 10 minutos (humedecer, lavar, enjuagar), con detergente habitual, a una temperatura inferior a 35 °C. Desechable tras 30 ciclos de lavado en un contenedor provisto de una bolsa de plástico (preferiblemente con tapa y control no manual).



▪ **Instrucciones de uso:** Ajústese la mascarilla al contorno facial, empleando los elásticos y la sujeción nasal.



Advertencia: Esta mascarilla higiénica de uso personal no es un producto sanitario en el sentido de la Directiva 93/42 o del Reglamento UE / 2017/745, ni un equipo de protección individual en el sentido del Reglamento UE / 2016/425.